




**Thick
& Easy**[®]

Photo non contractuelle



Pour 100g de poudre

Épaississant instantané en poudre à base d'amidon de maïs.

Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales selon le Règlement 128/2016

Pour les besoins nutritionnels en cas de troubles de la déglutition des patients

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES ET TECHNIQUES :

- 373 kcal pour 100 g de poudre
- Sans gluten, sans lactose
- Arôme : neutre

Conditionnement : boîte de 225g (cuillère mesure avec la boîte)
Surconditionnement : carton de 12 unités

DISSOLUTION INSTANTANÉE

Peut être ajouté à toute préparation chaude ou froide, salée ou sucrée

POUVOIR ÉPAISSISSANT MODULABLE

S'adapte aux capacités de déglutition des patients : permet de maintenir une alimentation traditionnelle

PRÉSERVE LE GOÛT ET LA COULEUR DES ALIMENTS



Informations nutritionnelles

Analyse moyenne	Pour 100 g de poudre	Pour une cuillère mesure = 4,5g de poudre
Énergie	373 kcal (1561 kJ)	16,8 kcal (70 kJ)
Lipides	< 0,1 g	< 0,01 g
dont A.G. Saturés	< 0,1 g	< 0,01g
Glucides	92,6 g	4,2 g
dont Sucres	0 g	0 g
dont Lactose	0 g	0 g
Fibres	0 g	0 g
Protéines	0,4 g	0,02 g
Sel	0,44 g	0,02 g
Minéraux		
Sodium	174 mg	8 mg

Les autres nutriments ne sont pas présents en quantité significative au plan clinique.

Nos produits ne sont pas soumis à étiquetage OGM conformément aux règlements européens 1829/2003 et 1830/2003.

Précautions d'utilisation

Avis important :

- Doit être utilisé sous contrôle médical
- Ne peut convenir comme seule source d'alimentation
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
- La prescription est à adapter pour un usage pédiatrique
- Destiné à être utilisé comme épaississant et n'est pas destiné à constituer un apport en énergie

Conditions d'utilisation :

Avant ouverture, stocker dans un endroit sec et à température ambiante (15-25°C). Après ouverture, bien refermer la boîte et stocker dans un endroit frais, sec et sans odeur au maximum 8 semaines.

Mode d'utilisation :

Pour épaissir un liquide, le verser dans un récipient propre, saupoudrer la quantité nécessaire du produit et le mélanger avec un fouet ou une fourchette jusqu'à dissolution complète, attendre 1 minute pour obtenir la consistance souhaitée.

Pour épaissir une préparation semi-solide (type purée), ajouter directement la quantité nécessaire de produit dans la préparation pour obtenir la texture souhaitée.

Une cuillère mesure est fournie avec la boîte.

Une cuillère mesure correspond à 4,5 g de poudre.

Quantités recommandées selon la consistance souhaitée	Sirop	Épaisse	Très épaisse
Pour 100 ml	1 cuillère mesure	1 cuillère mesure et ½	2 cuillères mesure
Pour 200 ml	2 cuillères mesure	3 cuillères mesure	4 cuillères mesure

Ingrédients

Amidon modifié de maïs, maltodextrines.

Déclarer un effet indésirable : qualite_nutrivigilance.fkf@fresenius-kabi.com



**FRESENIUS
KABI**
caring for life*

*Prendre soin de la vie

Distribué par :
Fresenius Kabi France
5 Place du Marivel
92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 26 00
Fax : 01 41 14 26 01
www.fresenius-kabi.fr