

Thick & Easy™ Clear

Espessante alimentar, à base de goma xantana. Resistente à amilase salivar. Preparações sem alteração de cor e sabor. Isento de lactose e de glúten.

Indicações clínicas:

Para a gestão nutricional de doentes com disfagia.

Modo de utilização:

Deve ser determinado pelo profissional de saúde de acordo com as necessidades do doente.

Adicionar o líquido pretendido, à quantidade de pó recomendada e mexer vigorosamente com um garfo ou com uma batedeira até dissolver. Aguardar 2 a 3 minutos para atingir a consistência desejada. Não misturar em bebidas > 70°C. Se necessário, deixar arrefecer as bebidas quentes.

Utilizar apenas a colher de medida incluída.

1 colher de medida rasa = 1,4 g

Para 200 ml de líquido:

- Fase 1 (nível 2 IDDSI): 2 colheres
- Fase 2 (nível 3 IDDSI): 4 colheres
- Fase 3 (nível 4 IDDSI): 6 colheres

Notas importantes:

Deve ser consumido sob supervisão médica. Não adequado como fonte alimentar única. Utilizado como espessante de alimentos e bebidas, como tal, não apresenta um aporte energético significativo. Não adequado a crianças < 3 anos. Conservar em local seco e à temperatura ambiente. A lata aberta deverá ser consumida no prazo de 2 meses. Depois de aberto, voltar a fechar e armazenar em ambiente relativamente isento de odores.



Fontes de Macronutrientes:

Hidratos de carbono: maltodextrina.

Alérgenos:

Não contém.

Apresentação

Lata 126 g

Sabores e CNP:

Neutro: 6618421

Declaração nutricional

	Un.	por 100 g	por 1,4 g de pó*
Valor energético			
		kJ	1221
		kcal	291
Lípidos		g	< 0,1
Dos quais saturados		g	< 0,1
Hidratos de carbono		g	57
Dos quais açúcares		g	1,8
Dos quais lactose		mg	< 30
Fibra		g	31
Proteínas		g	0,9
Sal (Na x 2,5)		g	3,4
Minerais			
Sódio	mg		1344
Potássio	mg		449
Magnésio	mg		23

* 1 colher de medida (colher incluída)

Distribuição calórica (Energia %)

Lípidos 0%, Hidratos de carbono 78%, Fibra 21%, Proteínas 1%